

KONCOVÉ MĚRKY

OCELOVÉ - PRO KONTROLU POS. MĚŘÍTEK

TORQARD



Rozměr (mm)	Objednáací číslo	Standardní položka	Kontrolní body při kontrole posuvných měříték:				
			0-150 (mm)	0-200 (mm)	0-300 (mm)	0-500 (mm)	0-1000 (mm)
30,0	4342-1-0030-00	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x			
41,3	4342-1-0041-30	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	
131,4	4342-1-0131-40	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	x
243,5	4342-1-0243-50	<input checked="" type="checkbox"/>			x	x	x
281,2	4342-1-0281-20	<input checked="" type="checkbox"/>				x	x
481,1	4342-1-0481-10	<input checked="" type="checkbox"/>				x	x
900,0	4342-1-0900-00	<input checked="" type="checkbox"/>					x

Přesnost: DIN EN ISO 3650

Třída přesnosti: 1

PRŮŘEZ MĚREK:

≤ 10 mm ... 30 x 9 mm

> 10 mm ... 35 x 9 mm



**KALIBRAČNÍ PROTOKOL
Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE**


Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáací číslo **-KP** (např. 4342-1-0030-00-**KP**)

Sada pro kontrolu posuvných měříték do 200 mm

Objednáací číslo	Sada obsahuje:		Standardní položka
	Koncové měřky (mm)	Kroužky (mm)	
4342-S-1-P150	30,0 41,3 131,4	Ø 4,0 Ø 25,0	<input checked="" type="checkbox"/>

KONCOVÉ MĚRKY

OCELOVÉ - PRO KONTROLU MIKROMETRŮ



Rozměr (mm)	Objednáací číslo	Standardní položka	Rozměr (mm)	Objednáací číslo	Standardní položka
5,1	4342-1-0005-10	<input checked="" type="checkbox"/>	17,6	4342-1-0017-60	<input checked="" type="checkbox"/>
7,7	4342-1-0007-70	<input checked="" type="checkbox"/>	20,2	4342-1-0020-20	<input checked="" type="checkbox"/>
10,3	4342-1-0010-30	<input checked="" type="checkbox"/>	22,8	4342-1-0022-80	<input checked="" type="checkbox"/>
12,9	4342-1-0012-90	<input checked="" type="checkbox"/>			

Sada pro kontrolu mikrometrů 0 - 25 mm

Objednáací číslo	Sada obsahuje tyto koncové měřky: (mm)	Standardní položka
4342-S-1-M025	2,5 - 5,1 - 7,7 - 10,3 - 12,9 15,0 - 17,6 - 20,2 - 22,8 - 25,0	<input checked="" type="checkbox"/>

Přesnost: DIN EN ISO 3650

Třída přesnosti: 1

Průřez měrek: 30 x 9 mm



**KALIBRAČNÍ PROTOKOL
Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE**

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáací číslo **-KP** (např. 4342-1-0005-10-**KP**)